

balance numérique
pour **bébé**



RICE LAKE[®]
WEIGHING SYSTEMS

Commitment Beyond Measurement[®]

www.ricelake.com/health

balance numérique pour **bébé**

MÊME LES BÉBÉS LES PLUS ACTIFS peuvent être pesés et mesurés en toute sécurité, rapidement et avec précision grâce à la RL-DBS. Le bébé peut être placé sur la balance, puis en être rapidement retiré. Son poids peut par la suite être rappelé grâce à la touche *Recall* dans le but de l'enregistrer. Qu'elle soit alimentée à pile ou sur courant alternatif, la balance numérique pour bébé de Rice Lake peut être installée n'importe où dans l'établissement. La RL-DBS est soignée et extrêmement durable en plus d'être facile à nettoyer et à entretenir.

Capacité	44 lb (20 kg)
Graduations	0,5 oz (10 g)

RL-DBS Caractéristiques de série

- Dimensions de la plateforme : 11 po (27 cm) de largeur x 23,5 po (59 cm) de longueur.
- Pratique touche à bascule lb/kg
- Grand écran à cristaux liquides (ACL) de 1 po (2,5 cm)
- Ruban à mesurer intégré 0-22,5 po (0-57 cm)
- Touche de rappel pour consulter la plus récente mesure
- Alimentation : Quatre piles AA (non comprises) ou adaptateur c.a. (compris)
- La mise hors tension automatique assure une longue durée de vie à la pile

Garantie

- Garantie limitée de deux ans



Votre distributeur de systèmes de pesée Rice Lake :

RICE LAKE
WEIGHING SYSTEMS
To be the best by every measure™



230 W. Coleman St. • Rice Lake, WI 54868 • USA
Tél. : 715 234-9171 • TÉLÉC. : 715-234-6967 • www.ricelake.com

© 2009 Rice Lake Weighing Systems PN 113522 11/09
Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.