




NOVATECH
MEDICAL

Éclairage Chirurgical

LED NOVA 78

Éclairage de précision. Service exceptionnel.

**NOVATECH
MÉDICAL**

Novatech Médical Inc.

H-3955 Rue Isabelle,

Brossard, QC J4Y 2R2

Tél : (450) 449-3608

Site web : www.novatechmedical.com

Courriel : info@novatechmedical.com



Éclairage précis conçu pour l'excellence clinique

Chez Novatech Médical, nous croyons que la clarté en salle d'opération est essentielle à la sécurité et aux résultats. C'est pourquoi nous offrons le **LED NOVA 78** — un système d'éclairage chirurgical conçu pour améliorer la visibilité, réduire la fatigue et favoriser de meilleurs résultats pour les patients.

Avec une illumination uniforme de haute intensité et un IRC de ≥ 95 , le **LED NOVA 78** offre un rendu fidèle des couleurs et une différenciation précise des tissus — là où cela compte le plus.



Conçu avec un contrôle thermique avancé et une gestion optimisée des ombres, il assure un éclairage homogène et sans éblouissement, même lors des interventions les plus exigeantes. Pensé pour la précision, le **LED NOVA 78** offre une lumière constante, riche en détails.

Conception intelligente. Performance fiable.

Depuis plus de 23 ans, Novatech Medical allie design innovant et expertise clinique concrète pour offrir des équipements qui améliorent la sécurité et l'efficacité.


Le **LED NOVA 78** reflète cet engagement — offrant efficacité énergétique, durabilité et intégration harmonieuse en salle d'opération. Ce n'est pas qu'un simple éclairage — c'est un partenaire de précision.

Un éclairage de précision aussi performant que vous.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	LED NOVA 78
Diamètre de la coupole	70 cm
Quantité de DELs	89 DELs
Intensité lumineuse à 1m	160 000 lux
Taille focalisable	12-30 cm
Température de couleur	3500 - 6700 K
Indice de rendu des couleurs RA	97
Indice de rendu des couleurs R9	98
Durée de vie des DELs	60 000 heures
Contrôle	Coupole ; Poignée stérilisable ; Contrôle mural
Options de montage	Plafond ; Mur ; Pied mobile

Technologie avancée de GESTION DES OMBRES et CRI ÉLEVÉ ($Ra \geq 95$) assurent une précision exceptionnelle des couleurs et une clarté constante




Commandes intuitives de TEMPÉRATURE DE COULEUR, d'INTENSITÉ LUMINEUSE, de MISE AU POINT, ENDO, R9, SYNCHRO, MÉMOIRE situées directement sur le panneau de commande de la tête d'éclairage

MODE AMBIANT intégré et FAISCEAU FOCALISABLE À CAVITÉ PROFONDE offrent un éclairage polyvalent — de l'éclairage d'arrière-plan doux à une visibilité en profondeur concentrée et sans ombres




*Panneau de commande mural disponible avec contrôle complet des fonctions

ENDO



R9



VERT



AMBIANT



CAVITÉ PROFONDE





NOVATECH MÉDICAL

Pour en savoir plus sur les produits de Novatech Médical, visitez le site www.novatechmedical.com ou appelez-nous au **(450) 449-3608**