



NOVATECH
MEDICAL

Éclairage d'Examen & Prodédure

LED NOVA 4

Éclairage de précision. Service exceptionnel.

**NOVATECH
MÉDICAL**

Novatech Médical Inc.

H-3955 Rue Isabelle,

Brossard, QC J4Y 2R2

Tél : (450) 449-3608

Site web : www.novatechmedical.com

Courriel : info@novatechmedical.com



Éclairage focalisé pour une précision et un confort optimal

La **LED NOVA 4** est conçue pour fournir un éclairage clair et constant lors des examens et des procédures mineures. Grâce à son indice de rendu des couleurs élevé ($IRC \geq 95$) et à sa répartition uniforme de la lumière, elle garantit une évaluation précise des tissus et améliore les résultats pour les patients dans tout environnement clinique.

Sa forme compacte et légère, ainsi que son système de bras flexible, permettent un positionnement facile et une réduction des ombres — qu'elle soit fixée au mur, suspendue au plafond ou sur pied mobile. La **LED NOVA 4** s'intègre parfaitement à votre flux de travail, améliorant le confort tant des patients que des praticiens.

Conception intelligente.

Performance fiable.

Conçue avec une technologie DEL écoénergétique et durable, la **LED NOVA 4** offre une performance pratiquement sans entretien. Soutenue par l'engagement de Novatech Médical envers l'innovation pratique et ergonomique, elle représente un choix fiable pour tout environnement de soins moderne.

Meilleure visibilité.

Meilleurs soins.

À chaque fois.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	LED NOVA 4
Diamètre de la coupole	60 cm
Quantité de DELs	39 DELs
Intensité lumineuse à 1m	130 000 lux
Taille focalisable	10-25 cm
Température de couleur	3500 ; 4000 ; 4500 ; 5000 ; 5500 K
Indice de rendu des couleurs RA	95
Indice de rendu des couleurs R9	93
Durée de vie des DELs	50 000 heures
Contrôle	Coupole ; Poignée stérilisable ; Contrôle mural en option
Options de montage	Plafond ; Mur ; Pied mobile



Mode ENDO & R9 (lumière rouge) facilement accessible



Commandes intuitives de TEMPÉRATURE DE COULEUR & INTENSITÉ LUMINEUSE situées directement sur la coupole



Commande du champ lumineux FOCUSABLE à l'aide de la poignée centrale STERILIZABLE



**NOVATECH
MEDICAL**

Novatech Médical LED Nova 4 Éclairage d'Examen & Procédure



NOVATECH MÉDICAL

Pour en savoir plus sur les produits de Novatech Médical, visitez le site www.novatechmedical.com ou appelez-nous au **(450) 449-3608**