



big ben®

Une vie de précision.





big ben® TECHNOLOGIE DE MESURE

C'est la qualité Riester avec une calibration à vie, fait pour la vie quotidienne.
Disponible comme version de table, murale ou sur rail, avec toute la gamme de brassards (brassards avec poche ou one piece cuff)



Technologie de mesure à vie, pressions stables jusqu'au maximum de 600 mmHg

- Technologie de mesure à vie, pressions stables jusqu'au maximum de 600 mmHg
- Cadran généreux (Ø 147,2 mm ou □145,5 mm) ; graduation dont le parfait effet de contraste assure une lisibilité optimale ; échelle graduée jusqu'à 300 mm Hg
- Corbeille spacieuse au dos de l'appareil pour les tubes et le brassard
- Poire en latex pour le gonflage du manchon
- Soupape de purge inusable et réglable avec précision
- Microfiltre de protection de la soupape de purge et du système de mesure
- Membrane très résistante au vieillissement, en cuivre-béryllium spécialement durci
- Aucune détermination du point zéro
- Tolérance d'erreur maximale : +/- 3 mm Hg

big ben® MODÈLE DE TABLE



Le raccord de tuyau chromé permet de changer rapidement de brassard.

Ref.

| | | | | |
|---|------|-------------|-------|--------------|
| Brassard enroulable pour adultes | rond | No.1451 | carré | No. 1454 |
| Brassard à crochets pour adultes | rond | No.1452 | carré | No. 1455 |
| Brassard à fermeture velcro pour adultes | rond | No.1453 | carré | No. 1456 |
| Brassard à fermeture velcro pour bras forts | rond | No.1453-123 | carré | No. 1456-123 |
| Brassard à fermeture velcro pour enfants | rond | No.1453-130 | carré | No. 1456-130 |
| Manomètre seul, avec socle de table, sans accessoires | rond | No.1453-100 | carré | No. 1456-100 |



Tuyau spiralé extensible jusqu'à 3 m.

Un large choix de brassards (brassards avec poche ou one piece cuff) est disponible (notez LF pour LATEX free - sans Latex)



Poire en latex et soupape de purge de précision.



big ben®

MODÈLE TABLE



big ben® MODÈLE MURAL

Ref.

| | | | | |
|--|------|-------------|-------|--------------|
| Brassard enroulable pour adultes | rond | No.1457 | carré | No. 1463 |
| Brassard à crochets pour adultes | rond | No.1458 | carré | No. 1464 |
| Brassard à fermeture velcro pour adultes | rond | No.1459 | carré | No. 1465 |
| Brassard à fermeture velcro pour bras forts | rond | No.1459-123 | carré | No. 1465-123 |
| Brassard à fermeture velcro pour enfants | rond | No.1459-130 | carré | No. 1465-130 |
| Manomètre seul, avec fixation murale, sans accessoires | rond | No.1459-100 | carré | No. 1465-100 |



Pour conversion en modèle d'anesthésie:
Pince universelle pour fixation à un rail

No. 10384



Dispositif pour mouvements latérales Large corbeille au dos pour tubes et brassards



big ben® MODÈLE POUR RAIL

Ref.

| | | | | |
|---|------|-------------|-------|--------------|
| Brassard enroulable pour adultes | rond | No.1486 | carré | No. 1493 |
| Brassard à crochets pour adultes | rond | No.1487 | carré | No. 1494 |
| Brassard à fermeture velcro pour adultes | rond | No.1488 | carré | No. 1498 |
| Brassard à fermeture velcro pour bras forts | rond | No.1488-123 | carré | No. 1498-123 |
| Brassard à fermeture velcro pour enfants | rond | No.1488-130 | carré | No. 1498-130 |
| Manomètre seul, avec support de rail sans accessoires | rond | No.1488-100 | carré | No. 1498-100 |



Pince universelle pour fixation à un rail

No. 10384

Pour conversion en modèle mural:
Support mural 3 trous, 3 vis fournies

No. 54663

Un large choix de brassards (brassards avec poche ou one piece cuff) est disponible (notez LF pour LATEX free - sans Latex)



Fixation rapide sur tout rail courant à l'aide de la pince universelle.



big ben® SUR PIED



- Hauteur réglable de 75 cm à 120 cm.
- Diamètre 53 cm
- Trépied stable, fait de fibre-optique, couverture tige chromée
- Facile à bouger grâce aux rouleaux à peu de frottement
- Corbeille volumineuse au dos (inclus) et corbeille additionnelle, fixée à la tige
petit: L250 x E90 x H200 mm grande: L230 x E230 x H250 mm



Ref.

| | | | | |
|--|------|------------------|-------|--------------|
| Brassard enroulable pour adultes | rond | No. 1466 | carré | No. 1476 |
| Brassard à crochets pour adultes | rond | No. 1467 | carré | No. 1477 |
| Brassard à fermeture velcro pour adultes | rond | No. 1468 | carré | No. 1478 |
| Brassard à fermeture velcro pour bras forts | rond | No. 1468-123 | carré | No. 1478-123 |
| Brassard à fermeture velcro pour enfants | rond | No. 1468-130 | carré | No. 1478-130 |
| Manomètre seul, sans piéd, brassard à fermeture velcro pour adultes | rond | No. 1468-500 | carré | No. 1478-500 |
| Corbeille | | grande No. 10393 | petit | No. 10392 |

Un large choix de brassards (brassards avec poche ou one piece cuff) est disponible (notez LF pour LATEX free - sans Latex)