



Table d'examen Power Hi-Low, avec commande manuelle programmable, commande au pied: modèle 4070-650-200

SPÉCIFICATIONS

Hauteur: min. 18,5 "(± 0,5") 46,9 cm (± 1,27 cm) au siège max. 37"
"au siège (93,9 cm)
Largeur: 28 "(71,12 cm)
Hauteur: min. 18,5 "(± 0,5") 46,9 cm (± 1,27 cm) au siège max. 37"
"au siège (93,9 cm)
Largeur: 28 "(71,12 cm)
Longueur: 57" - 76" avec section de pied étendue (144,7 cm - 193
cm) Repose-jambes: 21 "L x 13" P (53,3 cm L x 33 cm P)
Tiroir de rangement avant: 19 "L x 12" P (48,26 cm L x 30,48 cm P)
Étriers: quatre positions latérales, longueur réglable
Système d'actionneur électromécanique double pour une vitesse
efficace électrique: 120 VCA, 60 Hz
Modèle international: 220 / 240V, 50 / 60Hz

ACCESSOIRES

042 Accoudoirs / rails de sécurité multi-positionnés pour le patient (instal
lables sur site) 251 béquilles Bierhoff (installables par paire / sur site)
467 Plaque de montage pour lampe Welch Allen # 48955 (patient à droite)
468 Plaque de montage pour lampe Welch Allen # 48955 (patient à gauche)
820 Bac de drainage carré en acier inoxydable (installé en usine uniquement)
822 Bac de drainage en acier inoxydable avec bec (installé en usine
uniquement)
870 Chauffe-tiroir 110 V (installé en usine uniquement)
871 Prise de courant hospitalier 110 V (installée en usine uniquement)
900 Kit de support de levage
Mousse ignifuge (CAL133) disponible

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Mobilité et efficacité
- Commande manuelle avec OneTouch Patient Positioning® 2
- Positions programmables et retour à la maison
- Power Hi-Lo avec ajustement arrière articulé en mouvement fluide
- Système d'actionneur électromécanique double pour une vitesse efficace
- Accessibilité
- 650 lb (294,84 kg) Capacité de poids du patient
- ADA à faible accès Hauteur 18,5 "(± 0,5") - 46,9 cm (± 1,27 cm)
- Inclinaison pelvienne (7 °)
- Bac d'égouttement: acier inoxydable de 1,5 po de profondeur (3,81 cm)
- Grand tiroir de rangement avant
- Tiroir de rangement latéral - réversible

Expérience patient

- Coussin rembourré sans couture amovible
- Quatre positions latérales, longueur réglable
- Coussin de jambe avant confortable
- Rallonge de jambe d'extension en acier épais pour s'adapter à tous hauteurs des patients

Électrique

- Prise de courant de grade hospitalier 110V avec couvercle de sécurité pour enfants

Qualité

- Garantie limitée de 3 ans
- Construction en acier galvanisé durable
- Surfaces en émail à revêtement en poudre facile à nettoyer!

Modèles internationaux - 220 / 240V, 50 / 60Hz

COULEURS

